



# SpiroUSB

Manuel d'utilisation – Français





# SOMMAIRE

Introduction - Français	2
Contenu de l’emballage	2
Contre-indications	3
Indications d'utilisation	4
Installation de SPCS	4
Installation du pilote de l’appareil SpiroUSB	4
État de compatibilité	4
Installation du pilote – Windows 2000/XP/Vista	4
Utilisation	4
Entretien du spiromètre SpiroUSB	5
Vérification de l'étalonnage	5
Instructions de nettoyage	6
Surfaces extérieures du spiromètre	6
Accessoires de nettoyage	6
Nettoyage du capteur	7
Entretien	7
Diagnostic des pannes	8
Certificat de sécurité selon la norme CEI 60601-1	8
Compatibilité électromagnétique (CEM) à la norme EN60601-1-2:2007	9
Symboles	14
Caractéristiques du SpiroUSB	15
Mesures de spirométrie :	15
Consommables / Accessoires	17
Informations de contact clientèle	18

## Introduction - Français

Le Spiro-USB est un spiromètre connecté sur ordinateur, spécialement conçu pour fonctionner avec le logiciel de spirométrie très complet 'Spirometry PC Software' (SPCS).

SPCS est un système de spirométrie entièrement compatible avec Windows™ qui assure une interface transparente avec le Spiro-USB, proposant de nombreuses options d'affichage et comprenant des fonctions puissantes d'édition et de gestion de base de données.

SPCS offre de nombreuses fonctions évoluées, notamment l'affichage des courbes débit/volume et volume/temps en temps réel, des valeurs prédites, base de données patient, et la possibilité d'effectuer des essais avant et après médication par agent broncho-dilatateur ou après un traitement par stéroïde inhalé.


Le Spiro-USB utilise le capteur de volume numérique CareFusion, extrêmement stable, qui mesure l'air expiré directement aux conditions B.T.P.S (Body Temperature and Pressure with Saturated water vapour) évitant ainsi les imprécisions liées aux corrections de température. Ce capteur est insensible aux effets de la condensation et aux variations de température; il évite l'étalonnage individuel avant la réalisation d'un essai.

## Contenu de l'emballage

Le Spiro-USB est présenté dans une mallette de transport solide qui contient ce manuel et les éléments suivants (Fig. 1) :

1. Capteur de débit numérique CareFusion
2. Logement du capteur Spiro-USB.

Avec le logiciel SPCS, un câble d'extension, des embouts buccaux jetables en carton et un pince-nez.





## Contre-indications

- Troubles aigus affectant la réalisation du test (par ex. vomissements, nausées, vertiges)
- Chirurgie oculaire récente (la pression intraoculaire augmente au cours de la spirométrie)
- Douleur buccale ou faciale exacerbée par un embout buccal
- Infarctus myocardique récent
- Patients en post chirurgie thoracique
- Syndrome d'hyperventilation

**Remarque :** Une expiration très profonde peut provoquer une syncope

## Avertissements et mises en garde

Dans ce manuel, les termes suivants sont utilisés comme suit



**MISE EN GARDE :** Risque de blessures ou de graves dommages

**AVERTISSEMENT :** Conditions ou pratiques pouvant entraîner des blessures

**Remarque :** Information importante pour éviter d'endommager l'instrument ou pour faciliter son utilisation.

**Remarque :** Les patients âgés de moins de 4 ans peuvent avoir des difficultés à effectuer la spirométrie correctement et de manière reproductible

**Remarque :** L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel habilité et qualifié.

	<b>MISE EN GARDE :</b> Lisez le manuel avant utilisation
<b>AVERTISSEMENT :</b> L'instrument ne doit pas être utilisé en présence de gaz inflammables ou explosifs, de mélanges anesthésiques inflammables ou dans des environnements riches en oxygène.	
<b>MISE EN GARDE :</b> Les embouts buccaux sont à usage unique. Si on les utilise pour plusieurs patients il y a risque d'infection croisée. Une utilisation répétée peut entraîner une détérioration des matériaux et fausser les mesures.	
<b>MISE EN GARDE :</b> Les filtres pulmonaires sont à usage unique. Si on les utilise pour plusieurs patients il y a risque d'infection croisée. Une utilisation répétée peut entraîner une augmentation de la résistance à l'air et fausser les mesures.	
	<b>À NOTER :</b> Le produit que vous avez acheté ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés. Pour l'élimination de ce produit, veuillez faire appel à vos services locaux de collecte des DEEE.
<b>À NOTER :</b> Le degré de protection contre les infiltrations d'eau est IPX0	
<b>AVERTISSEMENT :</b> Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être connecté qu'à une prise avec terre	
<b>MISE EN GARDE :</b> Lorsque vous connectez d'autres équipements au Spiro-USB, assurez-vous toujours que l'ensemble est conforme à la norme de sécurité internationale CEI 60601-1 pour les appareils électro médicaux. Lors des mesures, ne connectez le Spiro-USB qu'aux imprimantes et ordinateurs conformes à la norme IEC/EN 60601-1 / UL 60601-1.	

## Indications d'utilisation

Le spiromètre Spiro-USB est destiné, uniquement sur prescription, à mesurer le volume et le débit maximaux de l'air entrant et sortant des poumons du patient. Le système est conçu pour être utilisé avec des patients enfants (4 à 17 ans) et adultes (18 à 99 ans) à l'hôpital, en cabinet médical, en laboratoire et dans le cadre d'examens de la médecine du travail.

## Installation de SPCS

Le logiciel de spirométrie PC SPCS est livré sur CD ROM avec le Spiro-USB. Installez SPCS conformément aux instructions figurant dans le guide de démarrage rapide SPCS.

## Installation du pilote de l'appareil Spiro-USB

Le pilote permet aux appareils USB de CareFusion Ltd de fonctionner avec un logiciel PC compatible USB fonctionnant sous Windows.

## État de compatibilité

Il existe deux versions du pilote USB. Le choix du pilote est fonction du Système d'Exploitation que vous utilisez. Il existe un pilote pour les Systèmes d'Exploitation Windows 2000/XP.

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

- Windows 2000 Professional service pack 4
- Windows XP Édition familiale
- Windows XP Professionnel
- Windows Vista
- Systèmes d'exploitation Windows 7, 32 et 64 bits

Le pilote ne sera pas pris en charge sous Windows 95, Windows 98 Gold (première édition), Windows 98SE (seconde édition), Windows ME (édition Millenium) ou Windows NT Workstation 4.0, la norme USB n'étant pas officiellement prise en charge par ces systèmes d'exploitation.

## Installation du pilote – Windows 2000/XP/Vista

Windows 2000, Windows XP et Windows Vista prennent en charge la pré-installation des pilotes.

Si le logiciel qui assure la prise en charge de l'USB est installé, les pilotes peuvent être pré-installés ; l'installation des pilotes est alors automatique lorsque l'appareil est connecté au port USB. Si l'installation de l'appareil n'est pas automatique, suivez les étapes ci-dessous vous permettant d'installer l'appareil manuellement.

## Utilisation

Il suffit de connecter le Spiro-USB à un port USB libre du PC sur lequel le logiciel fourni SPCS est préalablement installé. SPCS détectera automatiquement que le Spiro-USB a été connecté au port USB et s'exécutera ; il est alors prêt pour votre première séance de spirométrie. Il est inutile de retirer le Spiro-USB entre les séances.

Veuillez noter que pour certaines configurations de PC, même si un système d'exploitation compatible est utilisé, il se peut que SPCS ne s'exécute pas automatiquement lorsque le Spiro-USB est branché. Dans ce cas, SPCS peut être lancé de la manière habituelle au moyen du bouton Démarrer à l'écran de Windows.

Le capteur Spiro-USB est livré avec un câble de deux mètres. Si cette longueur est insuffisante, un concentrateur USB distant devra être utilisé. Les concentrateurs USB distants se trouvent facilement chez les fournisseurs d'accessoires informatiques. Pour certains ordinateurs récents, la transmission du signal USB sur une plus longue distance est possible par le biais d'un câble d'extension. Un câble d'extension est fourni pour votre commodité, si besoin. Si vous rencontrez des problèmes de communication avec un câble d'extension, vous devez utiliser un concentrateur USB distant.

**Remarque :** Maintenez en tout temps l'ordinateur et le moniteur hors de portée du patient.

## Entretien du spiromètre Spiro-USB

Veuillez prendre les précautions suivantes :

- Évitez d'exposer directement le Spiro-USB à la lumière du soleil au cours de son utilisation.
- Évitez d'utiliser le spiromètre dans des conditions poussiéreuses ou à proximité d'appareils de chauffage ou de radiateurs.
- Ne rangez pas le spiromètre dans un lieu humide et ne l'exposez pas à des températures extrêmes.
- N'orientez pas le porte-capteur vers une source de lumière intense tout en utilisant le spiromètre.

## Vérification de l'étalonnage

Le spiromètre est calibré en usine pour exprimer une mesure en litres à la température du corps et à la pression barométrique saturée avec vapeur d'eau (BTPS).

L'étalonnage doit normalement rester stable indéfiniment, à moins que le capteur ne soit physiquement endommagé et il ne devrait pas être nécessaire de ré-étalonner l'appareil. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'unité, nous recommandons toutefois de vérifier l'étalonnage lorsque le capteur a été retiré pour nettoyage.

En appuyant sur le bouton « Vérification de l'étalonnage » dans SPCS vous lancerez une recherche d'appareil et l'option Vérification de l'étalonnage. La recherche d'appareil se fait par un balayage efficace des ports USB/de communication de l'ordinateur. Lorsqu'un dispositif est trouvé, l'écran principal de test de vérification d'étalonnage s'affiche. Sur l'écran d'étalonnage vous pourrez choisir entre vérifier l'étalonnage seulement pour l'expiration ou pour l'expiration et l'inspiration, ainsi qu'entre un étalonnage à volume unique et un étalonnage plus avancé à trois débits distincts.

Connectez une seringue de 3L au capteur avec le minimum d'adaptateurs et videz-la en poussant la poignée à fond.

**Remarque :** Il est recommandé de désinfecter le capteur avant de vérifier l'étalonnage ou d'utiliser un filtre antibactérien lors de la procédure.



Pour toute utilisation différente de ce qui est décrit ci-dessus, toutes les parties contaminées doivent être désinfectées entre chaque patient.


**Remarque importante :** Une fois utilisés, les coussinets pour pince-nez, les embouts buccaux, les filtres à usage unique doivent être immédiatement éliminés.

En cas de changements sur les surfaces des matériaux (fissures, fragilisation), les parties concernées doivent être jetées.

## Nettoyage du capteur

Ce capteur ne requiert aucun entretien particulier. Néanmoins si vous souhaitez le stériliser ou simplement le nettoyer, vous devez le démonter de la manière suivante :

1. Tournez la turbine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'index de la baïonnette soit face à la petite encoche rectangulaire du boîtier, comme indiqué ci-dessous.
2. Retirez doucement le capteur de son logement.
3. Vous pouvez maintenant l'immerger dans une eau savonneuse chaude pour lavage de routine ou dans une solution de stérilisation froide comme PeraSafe (N° cat. 36-SSC5000A) pendant 10 minutes maximum (n'utilisez pas de solutions chlorées ou alcoolisées).
4. Après le nettoyage / la stérilisation, le capteur doit être rincé brièvement dans de l'eau distillée puis séché.
5. Remontez l'embout buccal dans son logement.



**MISE EN GARDE :** N'essayez pas de laver ou d'immerger le boîtier du capteur du Spiro-USB dans l'eau ou dans une solution détergente, car les composants électroniques à l'intérieur du boîtier seraient endommagés de manière irréversible.

## Entretien

Un manuel de révision complet comprenant des schémas de circuit et une nomenclature sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

## Diagnostic des pannes

Si vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de votre appareil de mesure Spiro-USB, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Problème	Cause possible	Solution
N'enregistre pas de souffle	Tête ou câble abimé	Remplacer la tête ou envoyer l'appareil en réparation
Les souffles sont inversés à l'écran	Tête ou câble abimé	Remplacer la tête ou envoyer l'appareil en réparation
Le graphe du souffle se termine brutalement alors que le patient expire encore	Turbine coincée	Nettoyer la turbine dans une eau savonneuse ou une solution de stérilisation chaude, si le problème persiste il pourra être nécessaire de remplacer la turbine
La procédure d'étalonnage a échoué ou ne peut pas être menée à terme	La turbine est peut-être défectueuse	Répéter la procédure d'étalonnage, si le problème persiste remplacer la turbine ou envoyer l'appareil en réparation
	Turbine mal attachée à la seringue d'étalonnage	S'assurer que la seringue est attachée à la turbine à l'aide de la pièce d'adaptation No 861427. (fournie avec la seringue)
	La seringue d'étalonnage n'a pas de joint d'étanchéité ou le joint fuit.	S'assurer qu'il s'agit d'une seringue recommandée par CareFusion.
	Piston de la seringue enfoncé	La seringue doit être vidée et remplie en un seul mouvement régulier, éviter d'appuyer sur le piston ou de le cogner à la fin de chaque manœuvre.

## Certificat de sécurité selon la norme CEI 60601-1

Type de protection contre les chocs électriques	Alimenté par des ordinateurs conformes à la norme IEC/EN 60601-1/UL 60601-1.
Degré de protection contre les chocs électriques	Pièce appliquée de type B
Équipement d'alimentation	Alimenté par des ordinateurs conformes à la norme IEC/EN 60601-1/UL 60601-1.
Degré de connexion électrique entre l'équipement et le patient	Équipement conçu pour éviter une connexion électrique avec le patient.
Degré de mobilité	Transportable
Mode de fonctionnement	Continu

## Classifications selon la norme CEI 60601-1

Spiro-USB	Pièce appliquée de type B
Capteur de volume	Pièce appliquée de type B

**AVERTISSEMENT** : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

**MISE EN GARDE** : Lorsque vous connectez d'autres équipements à l'appareil, assurez-vous toujours que l'ensemble est conforme à la norme de sécurité internationale CEI 60601-1 pour les appareils électromédicaux. Lors des mesures, ne connectez le Spiro-USB qu'aux imprimantes et ordinateurs conformes à la norme IEC/EN 60601-1/UL 60601-1.

**AVERTISSEMENT** : L'utilisateur ne doit pas toucher à un composant sous tension en même temps que le patient ; il ne doit pas créer un « pont » entre les ports E/S de l'appareil et le patient en touchant simultanément les deux.

**AVERTISSEMENT** : Ne connectez pas de périphériques dont l'appartenance au système n'est pas spécifiée.

**AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement ne doit être connecté qu'à une prise avec terre.

## Compatibilité électromagnétique (CEM) à la norme EN60601-1-2:2007

**AVERTISSEMENT** : l'utilisation de téléphones portables ou d'autres équipements émettant des fréquences radio (RF) à proximité du système peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Le Spiro-USB a été testé à la norme EN60601-1-2:2007, concernant sa capacité à fonctionner dans un environnement contenant d'autres équipements électriques/électroniques (y compris d'autres appareils médicaux).

Le but de ce test est de garantir que le Spiro-USB n'est pas susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal d'un tel autre équipement et qu'un tel autre équipement n'est pas susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal du Spiro-USB.

Malgré le test auquel a été soumis le Spiro-USB, le fonctionnement normal du Spiro-USB peut être affecté par d'autres équipements électriques / électroniques ou appareils de communications RF portables et mobiles.

Le Spiro-USB étant un équipement médical, des précautions spéciales sont nécessaires concernant la CEM (compatibilité électromagnétique).

Il est important que le Spiro-USB soit configuré et installé / mis en service en conformité avec les instructions / directives fournies ici, et qu'il ne soit utilisé que dans la configuration livrée.

Tout changement ou modification apporté au Spiro-USB risque d'entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité du Spiro-USB au niveau de la CEM.

Le Spiro-USB ne doit être utilisé qu'avec le câble d'extension USB fourni par CareFusion, qui est référencé dans la section accessoires de ce manuel. Ce câble ne doit pas être utilisé avec des appareils autres que le Spiro-USB. Si le câble est prolongé par l'utilisateur au moyen de câbles non approuvés, il peut en résulter une augmentation du niveau des émissions ou une diminution du niveau d'immunité, pour ce qui concerne la CEM du Spiro-USB. L'utilisation du câble d'extension USB avec d'autres appareils que le Spiro-USB pourrait résulter en une augmentation du niveau des émissions ou une diminution du niveau d'immunité, pour ce qui concerne la CEM des autres appareils.

Le Spiro-USB remplit une fonction essentielle – le produit doit continuer à fonctionner correctement. Dans le cas improbable d'un événement transitoire rapide / DES, l'appareil doit être réinitialisé et placé loin de la source d'interférence.

**AVERTISSEMENT :** Le Spiro-USB ne doit pas être utilisé à proximité de ou empilé sur un autre équipement. S'il est nécessaire de l'utiliser à proximité de ou empilé sur un autre équipement, le Spiro-USB et l'autre équipement doivent être observés / surveillés, afin de vérifier leur fonctionnement normal dans la configuration d'utilisation.

#### Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Le Spiro-USB est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Spiro-USB devra s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émission	Conformité	Environnement Électromagnétique - Directives
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le Spiro-USB n'utilise l'énergie RF que pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques à proximité
Émissions RF CISPR 11	Groupe B	Le Spiro-USB convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques
Émissions harmoniques IEC61000-3-2	Non applicable (Alimenté par USB)	
Fluctuations de tension / flicker IEC61000-3-3	Non applicable (Alimenté par USB)	

#### Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Le Spiro-USB est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il est de la responsabilité du client de l'utilisateur du Spiro-USB de veiller à ce qu'il soit utilisé dans un tel environnement

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement Électromagnétique - Directives
Décharges électrostatiques (DES) IEC61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative devra être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides / salves IEC61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation  ± 1 kV pour les lignes d'entrée / sortie	Les tests de ligne d'alimentation ne sont pas applicables  ± 1 kV pour le cordon USB	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un cadre commercial ou hospitalier typique.




Surtension IEC61000-4-5	$\pm 1$ kV ligne(s) à ligne(s) $\pm 2$ kV ligne(s) à terre	Non applicable (Alimenté par USB)	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un cadre commercial ou hospitalier typique.
Creux de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'alimentation IEC61000-4-11	$<5\% U_T$ (creux $> 95\%$ en $U_T$ ) sur 0,5 cycle $40\% U_T$ (creux $60\%$ en $U_T$ ) sur 5 cycles $70\% U_T$ (creux $30\%$ en $U_T$ ) sur 25 cycles $<5\% U_T$ (creux $> 95\%$ en $U_T$ ) pendant 5 s	Non applicable (Alimenté par USB)	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un cadre commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du Spiro-USB exige un fonctionnement continu pendant les interruptions de courant, il est recommandé d'alimenter le Spiro-USB au moyen d'un système d'alimentation sans coupure ou d'une batterie.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) Champ magnétique IEC61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Si un mauvais fonctionnement se produit, il pourra être nécessaire d'éloigner le Spiro-USB des sources de champs magnétiques à la fréquence du réseau ou d'installer un blindage magnétique. Le champ magnétique à la fréquence du réseau doit être mesuré à l'emplacement prévu pour l'installation afin d'assurer qu'il est suffisamment faible.

NOTE  $U_T$  est la tension secteur avant l'application du niveau de test.

#### Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique


Le Spiro-USB est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Spiro-USB devra s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement Électromagnétique - Directives
RF par conduction IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3 Vrms	Les équipements portables et mobiles de communication RF ne doivent pas être utilisés plus près de n'importe quelle partie du Spiro-USB, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée qui est calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.  <b>Distance de séparation recommandée (<math>d</math>)</b>  $d = 1,2\sqrt{P}$  $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz  $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz
RF rayonnée IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	Où $P$ est la puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur et $d$ est la distance de séparation recommandée en mètres (m).

			<p>Les intensités des champs d'émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site, <sup>a</sup> doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque bande de fréquences</p> <p>Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant :</p> 
<p>REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences supérieure s'applique.</p> <p>REMARQUE 2 : ces indications ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</p>			
<p><sup>a</sup> On ne peut théoriquement pas estimer avec précision les forces de champs d'émetteurs fixes, tels que stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et radios terrestres mobiles, radios amateur, chaînes de radio PO, GO et FM et chaînes de télévision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site devrait être envisagée. Si la force de champ mesurée sur le lieu d'utilisation du Spiro-USB excède la conformité RF applicable, le fonctionnement normal de l'appareil doit être vérifié. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil.</p>			
<p><sup>b</sup> Dans la bande de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ sont inférieures à 3 V/m.</p>			

### Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication portables et mobiles RF et le Spiro-USB

Le Spiro-USB est prévu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations par radiation RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur peut contribuer à empêcher les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimale entre les systèmes de communication portables et mobiles RF (émetteurs) et le Spiro-USB comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale du système de communication.

Puissance de sortie maximale de l'émetteur en Watts (W)	Distance de séparation en mètres (m) selon la fréquence de l'émetteur		
	150 KHz à 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23,3

Pour les émetteurs avec une puissance de sortie nominale maximale non indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée  $d$  en mètres (m) peut être évaluée au moyen de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur,  $P$  étant la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) suivant les indications du fabricant.

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la bande de fréquence supérieure s'applique.

REMARQUE 2 : ces indications ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

## Symboles



Appareil de type B



0086

Conforme à la directive 93/42/CEE



Disposition conformément à WEEE



Consulter les instructions d'utilisation



Attention : Consulter les documents d'accompagnement



Date de fabrication



Fabricant



Numéro de série

**Rx only**

Sous prescription uniquement – La loi fédérale des États-Unis limite la vente de cet appareil à un médecin ou à la demande de celui-ci



Courant continu



À usage unique



La loi fédérale des États-Unis limite la vente de cet appareil par un médecin ou à la demande de celui-ci. (Sous prescription uniquement)



Le label Medical Device pour les États-Unis et le Canada délivré par SGS Testing Services est reconnu par l'American Occupational Safety and Health Administration (OSHA) pour ce qui concerne la sécurité et la conformité électriques.

## Caractéristiques du Spiro-USB

<b>Général</b>	
Alimentation :	Entrée 5V 0,1A
Dimensions :	50x60x90mm
Poids :	130g
Température d'utilisation :	0 à +40 °C
Humidité d'utilisation :	30 % à 90 % RH
Température de stockage et de transport :	-20 à +70 °C
Humidité de stockage et de transport :	10 % à 90 % RH
Valeurs prédites :	Divers – dépend de la préférence nationale
Capteur :	Débit numérique bidirectionnel CareFusion
Résolution :	10 ml en volume, 0,03 l/s en débit
Précision :	+/-3 %. Recommandations ATS – Standardisation of spirometry 1994 update for flows and volumes.
Mesures :	Voir le manuel d'utilisation SPCS pour plus de détails sur toutes les mesures spirométriques disponibles.

## Mesures de spirométrie :

Capacité Vitale (CV)

Volume Expiré Maximal dans la première 0,75 seconde (VEM.75)

Volume Expiré Maximal dans la première seconde (VEM1)

Volume Expiré Maximal dans les 3 premières secondes (VEM3)

Volume Expiré Maximal dans les 6 premières secondes (VEM6)

Capacité Vitale Forcée (CVF)

Débit Expiratoire de Pointe (DEP)

VEM<sub>0.75</sub> par rapport à la CV (VEM.75/CV)

VEM<sub>0.75</sub> par rapport à la CVF (VEM.75/CVF)

VEMS<sub>1</sub> par rapport à la CV (VEMS/CV)

VEMS<sub>1</sub> par rapport à la CVF (VEMS/CVF)

VEM<sub>3</sub> par rapport à la CV (VEM3/CV)

VEM<sub>3</sub> par rapport à la CVF (VEM3/CVF)

VEM<sub>0.75</sub> par rapport au VEM<sub>6</sub> (VEM.75/VEM6)

VEMS<sub>1</sub> par rapport au VEM<sub>6</sub> (VEMS/VEM6)

Débit Expiratoire Maximum à 75 % de la CVF restante (DEM75)

Débit Expiratoire Maximum à 50 % de la CVF restante (DEM50)

Débit Expiratoire Maximum à 25 % de la CVF restante (DEM25)

Débit Expiratoire Médian Maximal (DEMM)

Débit Expiratoire Maximum à 50 % de la CVF restante par rapport à la CV (DEM50/CV)

Débit Expiratoire Maximum à 50 % de la CVF restante par rapport à la CVF (DEM50/FVC)

Ventilation Volontaire Maximum indiquée (VVM<sub>(ind)</sub>)

Volume Inspiré Forcé dans la première seconde (VIMS)

Capacité Vitale Inspiratoire Forcée (CVIF)  
 Débit Inspiratoire de Pointe (DIP)  
 VIMS<sub>1</sub> par rapport à la CVIF (VIMS/CVIF)  
 Débit Inspiratoire Maximum à 25 % du volume inhalé (DIM25)  
 Débit Inspiratoire Maximum à 50 % du volume inhalé (DIM50)  
 Débit Inspiratoire Maximum à 75 % du volume inhalé (DIM75)  
 Débit Expiratoire Maximum à 50 % de la CVF restante par rapport au DIM50 (DEM50/DIM50)  
 Le temps pris entre 25 % et 75 % du volume expiré forcé (TEM2575)  
 Temps Expiratoire Forcé (TEF)  
 Volume courant (Vt)  
 Volume de Réserve Expiratoire (VRE)  
 Volume de Réserve Inspiratoire (VRI)  
 Capacité Inspiratoire (CI)  
 Capacité Vitale Expiratoire (CVE)  
 Capacité Vitale Inspiratoire (CVI)  
 Fréquence respiratoire (FR)  
 Temps Inspiratoire (Ti)  
 Temps Expiratoire (Te)  
 Ti en % du Temps total de respiration (Ti/Ttot)  
 Volume courant en % de Ti (Vt/Ti)

Fréquence respiratoire	FR
Temps respiratoire	T.R.
Volume courant	VC
Temps expiratoire - durée moyenne d'expiration par cycle respiratoire, en secondes	Te
Temps inspiratoire - durée moyenne d'inspiration par cycle respiratoire, en secondes	Ti
Durée totale du cycle respiratoire courant, en secondes	TTOT = Ti + Te
Ratio des durées expiratoires et inspiratoires moyennes	Ti/Te
Temps moyen d'expiration par cycle respiratoire en fonction de la durée totale du cycle respiratoire courant	Ti/TTOT
<b>Tests par sujet :</b>	5 manœuvres de CV 8 manœuvres de CVF
<b>Valeurs prédites :</b>	Divers – dépend de la préférence nationale
<b>Capteur :</b>	Débit numérique bidirectionnel CareFusion

## Consommables / Accessoires Care Fusion

No cat.	Description
---------	-------------

**À noter :** Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part de CareFusion 232 UK Ltd. Le logiciel ne peut être utilisé ou copié qu'en conformité avec les termes de cet accord. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement et quel qu'en soit le but, sans autorisation écrite de CareFusion 232 UK Ltd.

## Informations de contact clientèle

### Clients du Royaume-Uni uniquement

Pour toute question concernant le traitement des commandes de produits, de formation et de pièces détachées, l'entretien et l'assistance technique, veuillez contacter :

CareFusion UK 232 Ltd  
UK Customer Service & Support  
The Crescent  
Jays Close  
Basingstoke  
RG22 4BS

Demandes d'informations sur les ventes auprès du service client :

Téléphone : 01256 388550

E-mail : [micro.uksales@carefusion.com](mailto:micro.uksales@carefusion.com)

Demande d'informations sur l'administration et la réparation en usine :

Téléphone : 01256 388552

E-mail : [micro.ukservice@carefusion.com](mailto:micro.ukservice@carefusion.com)

Demande d'informations auprès du service d'assistance technique :

Téléphone : 01256 388551

E-mail : [support.rt.eu@carefusion.com](mailto:support.rt.eu@carefusion.com)

### Clientèle internationale uniquement

Pour toute question concernant le traitement des commandes de produits et pièces détachées, l'entretien et l'assistance technique, veuillez contacter :

CareFusion Germany 234 GmbH  
Customer Service & Support International  
Leibnizstrasse 7  
97204 Hoechberg  
Allemagne

Demandes d'informations sur les ventes auprès du service client :

Téléphone : 0049 931 4972 670

E-mail : [micro.internationalsales@carefusion.com](mailto:micro.internationalsales@carefusion.com)

Demandes d'informations sur l'administration et la réparation en usine :

Téléphone : 0049 931 4972 867

E-mail : [support.admin.eu@carefusion.com](mailto:support.admin.eu@carefusion.com)

Demande d'informations sur l'administration et la réparation en usine :

Téléphone : 0049 931 4972 127

E-mail : [support.rt.eu@carefusion.com](mailto:support.rt.eu@carefusion.com)



**Clientèle française uniquement**


Pour toute question concernant le traitement des commandes de produits et pièces détachées, l'entretien et l'assistance technique, veuillez contacter :

Eolys SAS  
8 rue de la Grange  
69009 Lyon - France

Pour toutes demandes :  
Téléphone : 04 37 644 750  
Télécopie : 04 37 644 759  
E-mail : [contact@eolys.fr](mailto:contact@eolys.fr)

# SPIROMETRY PC SOFTWARE

Un logiciel de spirométrie intelligent



## Hardware Requirements

Windows® Compatible PC

Processor: 800 MHz or above

RAM: 256 MB

Free hard Disk Space: 50 MB\*

Free USB port for dongle protection key

Free USB port or Serial port for Spirometry Device\*\*

Video: SVGA 800 x 600, 256 colour (Recommended 1280 x 1024)

## Operating System Requirements

Windows® 2000 SP4

Windows® XP Home, Professional

Windows® Vista 32 bit/64 bit

Windows® 7      Windows 8

In addition, you will need a CareFusion SpiroUSB™, MicroLab™, MicroLoop™ Spirometer or one of the CareFusion Micro Medical™ range of hand held spirometers.







CareFusion



## 1) TOUJOURS INSTALLER EN PREMIER LE LOGICIEL AVEC SON CD-ROM

Le processus d'installation est censé démarrer automatiquement, à moins que votre machine empêche les fichiers « autorun » de se lancer :





Il faut accepter les termes du contrat de licence pour pouvoir continuer l'installation du logiciel.

Munissez-vous maintenant du numéro de série de votre licence logiciel (9 chiffres).

Spirometry PC Software - InstallShield Wizard

**Informations client**  
Veuillez saisir vos informations.

Nom d'utilisateur :  
FK

Nom de Société :  
EOLYS matériel médical

Numéro de série :  
107 - 100 - 172 - 705

Installer cette application pour :

☒ tous les utilisateurs de cet ordinateur

☐ moi uniquement (FK)


InstallShield


< Précédent Suivant > Annuler

Spirometry PC Software - InstallShield Wizard

**Type d'installation**  
Sélectionnez le type d'installation à exécuter.



Veuillez sélectionner un type d'installation.

☒ **Complète**  
 Toutes les fonctionnalités du programme seront installées. (Nécessite le plus d'espace disque.)

☐ **Personnalisée**  
 Sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez installer. Conseillé aux utilisateurs expérimentés.

InstallShield

< Précédent Suivant > Annuler




Validez l'installation en cliquant sur « **Terminer** ».



## 2) CONNECTER ENSUITE LA CLE USB DE SECURITE DU LOGICIEL

La **clé de sécurité Safenet** : le programme SPCS peut être librement installé sur autant d'ordinateurs que souhaité. Toutefois il est nécessaire pour rentrer dans l'application que soit connecté à un de vos ports USB la clé de sécurité. Celle-ci vous a été livrée avec le logiciel ; **ne la perdez surtout pas, elle a pour valeur le logiciel entier !**


Une fois le programme SPCS installé, il suffit de connecter la clé sur un port USB pour que Windows la détecte et l'installe automatiquement comme illustré ci-dessous :



## 3) CONNECTER ENFIN VOTRE SPIROMETRE COMPATIBLE

Parmi : **Spiro-USB®**, **MicroLoop®** et **MicroLab®** ; ces appareils se relient en USB pour les dernières générations (Mk8).

Branchez le matériel à un port USB (pour l'installation, éviter de vous brancher sur un HUB surtout non alimenté sur secteur) ; détection et installation automatique s'en suivront :




# REGLAGE INITIAL / LOGICIEL DE SPIROMETRIE

## SPIROMETRY PC SOFTWARE

Après l'installation, vous devriez retrouver sur le bureau un icône de raccourci du programme :



Double-cliquez dessus pour entrer dans les premiers réglages à effectuer, comme ci-dessous :



Il existe plusieurs configuration de base pour que l'installation soit la plus rapide possible. Nous vous suggérons toutefois de suivre nos conseils et notre expérience, en modifiant les préférences du système exactement comme sur les écrans qui vont suivre (respectez chaque encoche comme sur les copies d'écran) :



Paramètres

Paramètres régionaux Paramètres généraux Paramètres d'impression Paramètres de spirométrie Paramètres des indices spirom...

Unités de mesure

Unité de mesure pour la taille : ☒ cm ☐ pouces

Unité de mesure pour le poids : ☒ kg ☐ lb

Options d'affichage de la date

Format d'affichage de la date : ☒ JJMMAAAA ☐ MMJJAAAA ☐ AAAAMMJJ

L'affichage de la date inclut les signes de séparation suivants : ☒ / ☐ - ☐ .

Sauvegarde

☒ Sauvegarder automatiquement la base de données au démarrage de l'application

F3 Préc F4 Suivant F7 Terminer F9 Annuler

Paramètres

Paramètres régionaux Paramètres généraux Paramètres d'impression Paramètres de spirométrie Paramètres des indices spirom...

En-tête de l'impression

En-tête du rapport  
EOLYS matériel médical

2ème ligne d'en-tête  
8 rue de la Grange 69009 LYON - Tél. 04 37 64 47 50

Paramètres d'impression

☐ Noir et blanc

Marges (cm)

Haut (première page) 1,0

Haut (pages suivantes) 1,0

Bas 1,0

Gauche 1,0

Droite 1,0

Exportation automatique vers un PDF

☒ Exportation de tous les nouveaux examens et examens modifiés dans un fichier PDF dans le dossier suivant à la fermeture de l'application

C:\Users\fkettin\Desktop\SPIRO PDF

Sélectionner

Options d'impression

Options d'impression de spirométrie: De base

Détails

F3 Préc F4 Suivant F7 Terminer F9 Annuler

DANS L'ONGLET « PARAMETRES D'IMPRESSION » IL FAUT FAIRE ATTENTION A CERTAINS DETAILS :

- **En-tête du rapport** : 2 lignes sont disponibles pour vous permettre de saisir vos coordonnées telles que vous les voudriez sur le haut du rapport d'impression A4 final
- **Exportation automatique vers un PDF** :
  - Le logiciel a cette **fonction UNIQUE** en son genre de vous permettre de faire l'export automatique des rapports d'examens pratiqués lors de la fermeture du logiciel.
  - Pour cela il faut cocher l'option et désigner un emplacement de l'export ainsi qu'un répertoire
  - CONSEIL : créez un répertoire « PDF SPIRO » sur le bureau afin de facilement retrouver vos rapports PDF)
- **« Options d'impression de spirométrie : Détails »** (option en en bas de l'écran) : ici, il faut changer les réglages par défaut pour y mettre les réglages conseillés comme suit :

Tout d'abord choisissez l'option de « **Configuration personnalisée** » permettant de changer certains réglages de base, intermédiaire ou avancé :

Options d'impression de spirométrie

**Configuration actuelle pour l'impression :**

Personnalisé

Personnalisé  
De base  
Intermédiaire  
Avancé

☒ Ligne signature

**Patient**

☒ Détails du patient  
☐ Antécédents du patient  
☐ Traitement médicamenteux  
☐ Résumé de TOUS les examens

**Examens**

**Résumé des tests de CV forcée**

☐ Aucun ☐ Tous les tests ☒ Meilleurs tests

**Résumé des tests de CV lente**

☐ Aucun ☐ Tous les tests ☒ Meilleurs tests

☐ Imprimer les tests exclus  
☒ Interprétation  
☒ Paramètres des meilleurs tests sélectionnés  
☐ Notes sur l'examen

**Graphiques**

☐ Graphique des tendances ☐ Imprimer les graphiques larges recommandés ATS/ERS

**Tests de CV forcée**

☐ Graphique de tous les tests ☒ Graphique des meilleurs tests

**Tests de CV lente**

☐ Graphique de tous les tests ☐ Graphique des meilleurs tests

F8 OK F9 Annuler

Options d'impression de spirométrie

**Configuration actuelle pour l'impression :**  
 Personnalisé

**Divers**

☒ Titre

☐ Ligne signature

**Patient**

☒ Détails du patient

☐ Antécédents du patient

☐ Traitement médicamenteux

☐ Résumé de TOUS les examens

**Examen**

**Résumé des tests de CV forcée**

☐ Aucun ☒ Tous les tests ☐ Meilleurs tests

**Résumé des tests de CV lente**

☐ Aucun ☒ Tous les tests ☐ Meilleurs tests

☒ Imprimer les tests exclus

☒ Interprétation

☒ Paramètres des meilleurs tests sélectionnés

☒ Notes sur l'examen

**Graphiques**

☐ Graphique des tendances ☐ Imprimer les graphiques larges recommandés ATS/ERS

**Tests de CV forcée**

☐ Graphique de tous les tests ☒ Graphique des meilleurs tests

**Tests de CV lente**

☐ Graphique de tous les tests ☐ Graphique des meilleurs tests

F8 OK

F9 Annuler

Ensuite viennent les réglages à apporter dans l'onglet « Paramètres de spirométrie » comme suit (CONSEIL).

Choisissez l'option en haut « Personnalisé » (et non pas « Critères ATS » comme par défaut :

Paramètres

Paramètres régionaux Paramètres généraux Paramètres d'impression **Paramètres de spirométrie** Paramètres des indices spirom...

Configuration prédéfinie

Critères ATS/ERS 2005  
 Personnalisé

Critères ATS/ERS 2005  
 Critères ATS/ERS 2005 (pas de souffle courte)  
 BTS (NICE)

☒ Afficher l'âge pulmonaire

☒ Afficher l'avertissement souffle courte

☒ Masquer VEMS/CVF % prédit

Rappel de vérification de l'étalonnage  
 Quotidien

Nombre maximal de post tests  
 2

☒ Exclure automatiquement les tests en temps réel ayant échoué

**Tests de débit de pointe**

☐ l/s ☒ l/min

Type de débit  
☒ Expiratoire + Inspiratoire ☐ Expiratoire uniquement

**Mode de CV lente**

☒ CVE ☐ CVI ☐ Respiration normale

**Avancé**

Interprétation  
 ATS

Critère de reproductibilité  
 Critères ATS/ERS [2005]

Calcul du résumé de l'CI  
☐ CI du meilleur test ☒ CI moyenne

Rapport inspiration/expiration acceptable :  
 50 % (CVIF/CVF)

Ensemble de valeurs prédites  
 Ensemble de valeurs prédites par défaut

**Critères de sélection du meilleur test Forcé**

☐ VEMS + CVF ☐ CVF ☐ VEMS ☐ DEP ☒ Meilleur test individuel

**Critères de sélection du meilleur test Lente**

☒ CV ☐ Meilleur test individuel

**Forcé Meilleur test individuel Qualité**

☒ Aucun ☐ NLHEP Degres

**Tendances**

Valeurs absolues

☐ CVF ☒ DEP ☒ VEMS ☐ CV ☐ DEM25-75 ☐ VEMS/CVF

F3 Préc

F4 Suivant

F7 Terminer

F9 Annuler

Paramètres

Paramètres régionaux Paramètres généraux Paramètres d'impression **Paramètres de spirométrie** Paramètres des indices spirom...

Configuration prédéfinie

Personnalisée

Général

☒ Afficher les grilles

☒ Afficher l'âge pulmonaire

☒ Afficher l'avertissement souffle courte

☐ Masquer VEMS/CVF % prédit

Rappel de vérification de l'étalonnage

Désactivé

Nombre maximal de post tests

2

☒ Exclure automatiquement les tests en temps réel ayant échoué

Unités débit de pointe

☒ l/s ☐ l/min

Type de débit

☒ Expiratoire + Inspiratoire ☐ Expiratoire uniquement

Mode de CV lente

☒ CVE ☐ CVI ☐ Respiration normale

Paramètres spirométriques

Thème de couleurs

Avancé

Interprétation

ATS

Critère de reproductibilité

Aucun

Calcul du résumé de l'CI

☐ CI du meilleur test ☒ CI moyenne

Rapport inspiration/expiration acceptable :

50 % (CVIF/CVF)

Critères de sélection du meilleur test Forcé

☒ VEMS + CVF ☐ CVF ☐ VEMS ☐ DEP ☐ Meilleur test individuel

Critères de sélection du meilleur test Lente

☒ CV ☐ Meilleur test individuel

Forcé Meilleur test individuel Qualité

☐ Aucun ☐ NLHEP Degres

Tendances

Valeurs absolues

☐ CVF ☒ DEP ☒ VEMS ☐ CV ☐ DEM25-75 ☐ VEMS/CVF

Ensemble de valeurs prédites

Ensemble de valeurs prédites par défaut

Europe (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal)

Affichage de la valeur prédite Débit/Volume forcé

☒ Zone ☐ Ligne ☐ Aucun

Affichage de la valeur prédite Volume/Temps forcé

☒ Zone ☐ Ligne ☐ Aucun

Cible d'aide

Premier test :

90 % de la CVF prédite

Tests suivants :

144 % de la CVF du meilleur test

F3 Préc F4 Suivant F7 Terminer F9 Annuler

Ensuite restent les « Paramètres spirométriques » à choisir ; Notre CONSEIL : comme suit.

Paramètres

Paramètres régionaux Paramètres généraux Paramètres d'impression Paramètres de spirométrie **Paramètres des indices spirom...**

Spirométrie en CV forcé

☐ VEM0.5 ☐ VMM (ind)

☐ VEM0.75 ☐ VIM0.5

☒ VEMS ☐ VIMS

☐ VEM3 ☐ VIM3

☐ VEM6 ☐ CVIF

☒ CVF ☐ DIP

☒ DEP ☐ VIM0.5/CVIF

☐ VEM0.5/CV ☐ VIMS/CVIF

☐ VEM0.5/CVF ☐ DIM75

☐ VEM0.5/VEM3 ☐ DIM50

☐ VEM0.75/CV ☐ DIM25

☐ VEM0.75/CVF ☐ DEM50/DIM50

☐ VEM0.75/VEM3 ☒ TEF

☐ VEM0.75/VEM6 ☐ TEF25-75

☒ VEMS/CV ☐ EV

☒ VEMS/CVF

☐ VEMS/VEM6

☐ VEM3/CV

☐ VEM3/CVF

☒ DEM75

☒ DEM50

☒ DEM25

☒ DEM25-75

☐ DEM25-75/CVF

☐ DEM25-75/VEM3

☐ DEM50/CV

☐ DEM50/CVF

Spirométrie en CV lente

☒ CV

☐ Vt

☐ VRE

☐ VRI

☐ CI

☐ CRF

☐ VR

☐ CPT

☐ FR

☐ TI

☐ TE

☐ VE

☐ CRF/CPT

☐ VR/CPT

☐ Vt/TI

☐ TI/Ttot

La CRF est saisie manuellement sur l'écran d'ajout/de modification du patient.

F3 Préc F4 Suivant F7 Terminer F9 Annuler


# 1ERE OUVERTURE DU LOGICIEL DE SPIROMETRIE

# SPIROMETRY PC SOFTWARE

## CREATION D'UN FICHIER DE BASE DE DONNEES PATIENT


Choisissez un emplacement et un nom de fichier qui contiendra patients et examens.

Sachez que SPCS pourra ensuite fusionner plusieurs fichiers patients entre elles si nécessaire.



Une fois le fichier créé, utilisez la fonction « **Ajouter un nouveau patient** ».

Les prochaines fois, vous aurez donc la possibilité de faire « ajouter un nouveau patient » ou « Rechercher un patient ».



Saisissez votre 1<sup>ère</sup> fiche en **n'oubliant pas de remplir les cases obligatoires** (astérisque rouge) :

**Ajouter un patient**

**Détails du patient**

Identifiant	<input type="text"/>	*
Prénom	<input type="text"/>	
Nom	<input type="text"/>	
Date naissance	JJ / MM / AAAA 6 / 12 / 2001	*
Sexe	Masculin	*
Taille (cm)	20	*
Poids (kg)	0,0	
Origine	Caucasien	*
Tabagisme	Non spécifié	
Dyspnée	0	
Âge	10 ans 0 mois	
Profession	<input type="text"/>	
Indice de masse corporelle	<input type="text"/>	
Envoyé par	<input type="text"/>	

\* Indique un champ obligatoire

**Détails cliniques**

**Détails de la spirométrie**

Ensemble de valeurs prédites: Europe (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal)

Facteur (%): 100

Avertissement: La taille du patient est en dehors de la plage valide pour l'ensemble de valeurs prédites et est tronquée lors du calcul des valeurs prédites.

F2 Enregistrer + Nouveau F3 Enregistrer + Fermer F9 Annuler



**Ajouter un patient**

**Détails du patient**

Identifiant: 132456 \*

Prénom: François

Nom: KETTIN

Date naissance: JJ: 29 / MM: 3 / AAAA: 1971 \*

Sexe: Masculin \*

Taille (cm): 175 \*

Poids (kg): 85

Origine: Caucasien \*

Tabagisme: Non spécifié

Dyspnée: 0

Âge: 40 ans 8 mois

Profession:

Indice de masse corporelle:

Envoyé par:

\* Indique un champ obligatoire

**Détails cliniques**

**Détails de la spirométrie** | Traitement médicamenteux | Antécédents du patient

**Ensemble de valeurs prédites**: Europe (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal) ✓

**Facteur (%)**: 100

**F2** Enregistrer + Nouveau

**Aide** Ajoute le nouveau patient

Enregistrer + Fermer | Annuler

Une fois la fiche dument remplie, choisissez « **Enregistrer et fermer** » à moins de vouloir remplir à l'avance toutes les fiches de patients à voir prochainement.

## LANCEMENT D'UN EXAMEN :

Pour effectuer au préalable un **test de Capacité Vitale Lente**, cliquez sur le bouton adéquat :

**Nouvel examen**

**Détails du patient**

Taille (cm): 175

Poids (kg): 85,0

IMC: 27,8

Dyspnée: 0

Ensemble de valeurs prédites: Europe (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal) ✓

Traitement:

Profession:

Fumeur: Non spécifié

Envoyé par:


**Aide** Accepte les détails actuels du patient

**Test de base CV Lente** | **Test de base CV Forcée** | Annuler



**Veillez vérifier que le spiromètre est relié à l'ordinateur. Mettez le spiromètre sous tension et en mode communication avec le PC le cas échéant (consultez le manuel d'utilisation).**

Vous noterez qu'il est possible de positionner les fenêtres à l'emplacement désiré (en les déplaçant à gauche / à droite / au-dessous / au-dessus d'une autre fenêtre) et d'en enlever ou d'en rajouter en allant sur **Affichage** et de choisir les éléments.

Pendant un souffle de CV lente, le tracé de la courbe se fait en direct du souffle tel que ci-dessous :



A la fin d'un souffle, les mesures sont faites et les résultats indiqués. A vous de choisir après chaque souffle dans la colonne de gauche la fonction que vous désirez opérer : **REJETER** // **ACCEPTER + TERMINE** // **ACCEPTER + SUIVANT** :



Pour effectuer ensuite (ou uniquement) un **test de Capacité Vitale Forcée**, cliquez sur le bouton adéquat :

**Nouvel examen**


**Détails du patient**

Taille (cm)	174	IMC	28,7
Poids (kg)	87,0	Profession	Responsable comm.
Dyspnée	0	Fumeur	Non fumeur
Ensemble de valeurs prédites	Europe (ECCS, Cogswell, Solymar, Zapletal)		
Traitement	* Aucun traitement en cours * produit 2010/04/27 => ventoline		

**Message d'information :** Veuillez vérifier que le spiromètre est relié à l'ordinateur. Mettez le spiromètre sous tension et en mode communication avec le PC le cas échéant (consultez le manuel d'utilisation).

**Boutons d'action :** F2 Test de base CV Lente, F3 Test de base CV Forcée, Aide (Accepte les détails), Annuler.

Le logiciel vous dit « Commencez à respirer » : **vous pouvez faire souffler votre patient** ou inspirer+expirer ou autre façon de procéder (de toute façon le système reconnaîtra toutes les façons de procéder et tracera les débits !) :






**A NOTER : une animation ludique** est disponible et 4 options s'offrent à vous au gré de vos amusements :




*Un loup souffle sur la cabane du petit cochon*



*Un dragon souffle des flammes sur son rôti*



*Un garçon souffle dans un chewing-gum*




*Un garçon souffle dans son milk-shake*


**Les réglages** d'obtention de l'objectif sont possible dans l'onglet « **Personnaliser** » puis « **Paramètres de spirométrie** » et enfin l'option « **Cible d'aide** » dans laquelle il est possible de définir le pourcentage déclenchant l'objectif :

- Au 1<sup>er</sup> souffle => xx% de la valeur prédite de CVF atteinte déclenchera l'atteinte objectif dans l'animation
- Tests suivants => xx% de la CVF du meilleur souffle déjà réalisé dans la série en cours


A la fin du souffle vous pouvez cliquer sur « **Rejeter** » quand le souffle n'est pas acceptable et qu'il faut en refaire un ; ou cliquez sur « **Accepter + Suivant** » pour garder la courbe qui est bonne et continuer une série de souffles par-dessus :




Une fois que vous pensez avoir terminé une série satisfaisante de souffles, vous cliquez sur « **Accepter + Terminé** » :



Voici à quoi peut ressembler votre écran après avoir validé une série de souffle en CV Forcée, selon les fenêtres que vous aurez affichées et réglées (autant en taille qu'en position) :



**IMPRESSION du rapport d'examen A4** en cliquant sur le bouton « Imprimer » et qui vous ouvrira un aperçu.





## EOLYS SPIROMETRIE (ici votre en-tête)

Ici vous pouvez indiquer vos coordonnées adresse, téléphone, télécopie, email, site web, etc.

**Identifiant:** 123456  
**Nom:** KETTIN, Francois  
**Âge:** 40 ans 3 mois  
**Taille:** 174 cm  
**Sexe:** Masculin  
**Fumeur:** Non fumeur  
**Envoyé par:** Eolys SAS  
**Date naissance:** 1971/03/29  
**Poids:** 87 kg  
**Origine:** Caucasien  
**Dyspnée:** 0  
**Profession:** Responsable comm.  
**Date examen:** 2011/07/19 15:55  
**IMC:** 28,7  
**Facteur:** 100

### Résumé de tous les tests de CV lente

	CV	Vt	Qualité	VAR	Heure	Date
Base*	4,57	0,58	S/O		15:55	2011/07/19

Légende : \* - meilleur par défaut, ^ - meilleur manuel, + - meilleur individuel

### Résumé de tous les tests de CV forcée

	VEMS	CVF	DEP	VEMS/ CVF	Qualité	VAR	Heure	Date
Base*	4,04	4,62	10,38	87%	Bon souffle		15:59	2011/07/19
Base	2,57	3,06	6,37	84%	Bon souffle	-35%	16:02	2011/07/19
Base	1,35	1,35	4,93	100%	Fin soudaine	-69%	16:03	2011/07/19

Légende : \* - meilleur par défaut, ^ - meilleur manuel, + - meilleur individuel

La variation est basée sur VEMS + CVF.

### Paramètres des meilleurs tests sélectionnés

Paramètre	Base	%Préd	[Min	Préd	Max]	Post1	%Préd	%Chg
CV	4,57 l	94%	3,92 l	4,84 l	5,76 l			
VEMS	4,04 l	105%	2,99 l	3,83 l	4,67 l			
CVF	4,62 l	100%	3,64 l	4,64 l	5,64 l			
DEP	10,38 l/s	114%	7,12 l/s	9,11 l/s	11,10 l/s			
VEMS/ CVF	87%	109%	68%	80%	92%			
DEM75	9,37 l/s	119%	5,06 l/s	7,87 l/s	10,68 l/s			
DEM50	5,63 l/s	112%	2,83 l/s	5,00 l/s	7,17 l/s			
DEM25	2,17 l/s	100%	0,88 l/s	2,16 l/s	3,44 l/s			
DEM25-75	4,77 l/s	110%	2,65 l/s	4,36 l/s	6,07 l/s			
TEF	4,52 s							


### Interprétation: (ATS)

Base: Spirométrie normale


Source prédite: Europe - Cogswell, Solymar, Zapletal (1975) 6-16 ans, ECCS (1993) 17-120 ans

Résultats au BTPS.

#### Courbe D/V du meilleur test




#### Courbe V/T du meilleur test




### Notes sur l'examen

CECI EST UN TEST DE DEMONSTRATION.  
PERMETTANT DE MONTRER TOUTE L'EFFICACITE DU LOGICIEL SPCS.

**ENFIN UNE AIDE EN LIGNE** est disponible quand vous cliquez sur le bouton « Aide » :



A propos de l'aide en ligne dans Spirometry PC Software :



Tout type de renseignement est disponible, y compris des explications **sur qu'est-ce que la spirométrie et comment fait-on un test ?**

Il est conseillé à tout utilisateur du logiciel d'aller parcourir ce module avant usage car il est vraiment très complet et très documenté (il se veut être **un manuel à lui tout seul**)





CareFusion UK 232 Ltd.  
The Crescent  
Jays Close  
Basingstoke  
RG22 4BS  
R.-U.

**CE**  
0086

Version R-U pour la traduction  
Drg no. 075-11  
Édition 1.1  
Mai 2012  
© CareFusion 2012

[carefusion.com/micromedical](http://carefusion.com/micromedical)

